

BESTELINFORMATIE:

2805 Mobile RPW-eenheid

Standaardaccessoires:

28699 - D-ACTOR® handstuk-applicator

17638 - R15 15 mm ESWT-transmitter

28724 - D20-S D-ACTOR® 20 mm transmitter

28701 - Revisieset bestaande uit:

- 28737 Afsluitset
- 28738 Verbindingsslang (2x)
- 28736 Projectiel (2x)

13-5182 - Fles met 250 ml Conductor™ transmissiegel

0938 - Klinische gids

13-5184 - Handleiding

13-5183 - CD Handleiding

Optionele accessoire:


28745 - Draagtas voor Mobile RPW

28725 - D35 D-ACTOR® 35 mm transmitter

28726 - F15 Focuslens 15 mm transmitter

28728 - DI15 Deep Impact® 15 mm transmitter

28729 - C15 CERAmA-x® ESWT 15 mm transmitter



Together in Motion™

Mobile RPW Shockwave



MOBILE RPW

De Radial Pressure Wave-technologie van Chattanooga is nu mobiel. De Mobile RPW is Compact, licht genoeg en gemakkelijk mee te nemen maar biedt tevens een groot aantal functies en voordelen.

GEBRUIKERSPROFIEL

De klinische Radial Pressure Wave unit is bij uitstek geschikt voor de volgende toepassingen:

- Orthopedie
- Reumatologie
- Fysische geneeskunde
- Fysiotherapie
- Sportverenigingen
- Acupunctuur
- Esthetica
- Diergeneeskunde
- Podologie
- Chiropractie

INDICATIES

- Myofasciale pijn
- Activeren van spier- en bindweefsel
- Peesaandoeningen
- Acupunctuur schokgolfterapie



Met de Mobile RPW D-Actor Applicator kunnen de applicatortransmitters snel en efficiënt worden gebruikt voor het gewenste therapeutische effect tijdens behandelingen.

D-ACTOR® applicator

Toepassingen:

- Myofasciale triggerpunten
- Andere aandoeningen op de aanhechtingsplaatsen van pezen
- Activeren van spier- en bindweefsel
- Acupunctuur schokgolfterapie
- Cellulitisbehandeling (stadium I – III)
- Versterken van spier- en bindweefsel
- Lymfedrainage
- Body shaping
- Regelen van de spiertonus
- Medische massage



D-ACTOR® transmitters





Als in de kliniek of op de atletiekbaan een krachtig, maar mobiel Radial Pressure Wave-apparaat gewenst is, is de Mobile RPW van Chattanooga de ideale oplossing. Het is licht en compact en samen met de geluidsarme, ingebouwde compressor perfect voor mobiel gebruik. Het ontwerp van de Mobile RPW is in de eerste plaats gericht op gebruiksvriendelijkheid. Met de eenvoudige, ergonomisch geplaatste bedieningselementen kunnen de belangrijke parameters gemakkelijk worden gewijzigd, terwijl een verlichte led-display duidelijk de druk, de frequentie en het aantal pulsen aangeeft. De pulsen worden aangestuurd via een triggermechanisme op het handstuk.

FEITEN EN CIJFERS

- Gewicht apparaat: ca. 9 kg
- Afmetingen (L x B x H): 32 x 32 x 21 cm
- Ingebouwde compressor
- Pulsfrequentie: 1-15 Hz
- Applicatiedruk: 1-4 bar, 15 MPa
- Oscillerende D-Actor



KENMERKEN VAN DE GEBRUIKERSINTERFACE

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1 Drukscherm 1-4 bar | 4 Instelling van de intensiteit |
| 2 Pulstellingsscherm | 5 Resetten van de pulsteller |
| 3 Frequentiescherm | 6 Instelling van de frequentie |